

Anticorpo Policlonais Anti-Cpsf2 Para Wb, Elisa - Q9P2I0

Número do item: CM0025882



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado a CPSF2 humano, validado em WB e ELISA com reatividade cruzada para camundongo e rato. Adequado para estudos de processamento da extremidade 3' do pré-mRNA e maturação do mRNA de histona.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CPSF2 Rabbit pAb
Observações/Alias	CPSF100; CPSF2
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	53981
GeneID	53981
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 450-700 do CPSF2 humano (NP_059133.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9P2I0
Peso da Proteína	88kDa
Envio	Bolsa de gelo