

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Cpt1A Para Wb, If/Icc, If-P, Ihc-P, Ip, Elisa - P50416

Número do item: CM0010549



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho Anti-CPT1A de alta qualidade validado para WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, IP, ELISA. Reage com humano, camundongo, rato. Ideal para estudar oxidação de ácidos graxos, captação mitocondrial e metabolismo hepático.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CPT1A Rabbit mAb
Observações/Apelido	CPT1; CPT1-L; L-CPT1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	1374
GeneID	1374
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 520-720 da CPT1A humana (NP_001867.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, IP, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P50416
Peso Proteico	88kDa
Envio	Saco de Gelo