

Anticorpo Policlonal Anti-Cpt2 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P23786

Número do item: CM0017497

introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado à CPT2 humana, validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA; apresenta reação cruzada com camundongo e rato. Detecta uma proteína mitocondrial de aproximadamente 74 kDa essencial para a beta-oxidação de ácidos graxos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CPT2 Rabbit pAb
Observações/Apelido	CPT1; IIAE4; CPTASE; CPT2
Espécie	Humana
GeneID (Humano)	1376
GeneID	1376
Imunógeno	Proteína recombinante correspondente aos aminoácidos 404-658 da CPT2 humana (NP_000089.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P23786
Peso da Proteína	74 kDa
Envio	Bolsa de gelo