

Anticorpo Policlonico De Coelho Anti-Crhbp Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P24387

Número do item: CM0025299

introdução

Anticorpo policlonico de coelho contra CRHBP humana, validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reage com humano, camundongo e rato. Adequado para o estudo da sinalização de CRH/urocortina e regulação do eixo HPA.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CRHBP Rabbit pAb
Observações/Alias	CRFBP; CRF-BP; CRHBP
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	1393
GeneID	1393
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 25-322 da CRHBP humana (NP_001873.2).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P24387
Peso da Proteína	36kDa
Envio	Bolsa de gelo