


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Crhr1 Para Wb E Elisa - P34998

Número do item: CM0028734



introdução

Anticorpo policlonal de coelho Anti-CRHR1 validado para WB e ELISA. Detecta CRHR1 humano, de camundongo e de rato. Ideal para pesquisa de resposta ao estresse, sinalização neuroendócrina e RCPG. Uniprot: P34998.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CRHR1 pAb de Coelho
Observações/Apelido	CRF1; CRHR; CRF-R; CRFR1; CRF-R1; CRFR-1; CRH-R1; CRHR1L; CRF-R-1; CRH-R-1; CRHR1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	1394
GeneID	1394
Imunogénio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 24-120 do CRHR1 humano (NP_001138618.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P34998
Peso Proteico	51kDa
Envio	Saco de gelo