

Anticorpo Policlonal Anti-Crip1 Para Wb E Elisa - P50238

Número do item: CM0030453

introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado ao CRIP1 humano (proteína rica em cisteína 1), validado para Western blot e ELISA. Reage cruzadamente com camundongo e rato. Imunógeno recombinante de comprimento total. Para pesquisa sobre transporte de zinco.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CRIP1 pAb de Coelho
Observações/Apelido	CRHP; CRIP; CRP1; CRP-1; CRIP1
Espécie	Humano
GeneID	1396
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-77 do CRIP1 humano (NP_001302.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P50238
Peso da Proteína	9 kDa
Envio	Saco de gelo