

Anticorpo Policlonal Anti-Cry1 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q16526

Número do item: CM0013192

introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra CRY1 humano (Criptocromo-1), validado para WB, IHC-P e ELISA. Apresenta reação cruzada com camundongo e rato. Ideal para estudos do ritmo circadiano. 66 kDa, enviado em gelo.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	CRY1 Rabbit pAb
Observações/Apelido	DSPD; PHLL1; CRY1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	1407
GeneID	1407
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 496-586 do CRY1 humano (NP_004066.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade cruzada	Humano, camundongo, rato
SWISS	Q16526
Peso da proteína	66 kDa
Envio	Bolsa de gelo