

## Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Cry2 Para Wb, Elisa - Q49An0

Número do item: CM0029115

### introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade direcionado à CRY2 humana, um repressor chave do relógio circadiano. Validado para WB e ELISA, com reatividade cruzada para camundongo e rato. Ideal para pesquisas sobre ritmo circadiano e metabolismo. Banda esperada em 67 kDa.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro           | Valor                                                                                                                     |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do Produto     | CRY2 Rabbit pAb                                                                                                           |
| Observações/Alias   | HCRY2, PHLL2, CRY2                                                                                                        |
| Espécie             | Humana                                                                                                                    |
| GeneID (Humano)     | 1408                                                                                                                      |
| GeneID              | 1408                                                                                                                      |
| Imunógeno           | Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 200-300 da CRY2 humana (NP_066940.3) |
| Fonte               | Coelho                                                                                                                    |
| Categoria           | Anticorpos Policlonais                                                                                                    |
| Aplicação           | WB, ELISA                                                                                                                 |
| Reatividade Cruzada | Humano, Camundongo, Rato                                                                                                  |
| SWISS               | Q49AN0                                                                                                                    |
| Peso da Proteína    | 67kDa                                                                                                                     |
| Envio               | Bolsa de gelo                                                                                                             |