

Anticorpo Policlonal Anti-Csf3R Para Wb, Elisa - Q99062

Número do item: CM0028870



introdução

Anticorpo policlonal de coelho Anti-CSF3R para Western blot e ELISA, detectando especificamente o receptor humano do fator estimulador de colônias de granulócitos. Ideal para estudar a linhagem neutrófila, maturação granulocítica e modelos de leucemia.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CSF3R Rabbit pAb
Observações/Apeliido	SCN7; CD114; GCSFR; CSF3R
Espécie	Humano
GeneID (humano)	1441
GeneID	1441
Imunogénio	Peptídeo sintético Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 650-750 do CSF3R humano (NP_000751.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q99062
Peso Proteico	92kDa
Envio	Saco de gelo