


Anticorpo Policlonais Anti-Csnk1G3 Para Wb, Elisa - Q9Y6M4

Número do item: CM0016586



introdução

O anticorpo policlonal (pAb) coelho anti-humano CSNK1G3 da CamelBio detecta caseína quinase I gama-3 por WB e ELISA, com reatividade cruzada para camundongo e rato, apoiando pesquisas em sinalização Wnt e quinases.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	pAb de coelho anti-CSNK1G3
Observações/Apelidos	CSNK1G3L; CKI-gamma 3; CSNK1G3
Espécie	Humano
GeneID (humano)	1456
GeneID	1456
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 304-423 da CSNK1G3 humana (NP_001026982.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo, Rato
SWISS	Q9Y6M4
Peso Molecular da Proteína	51kDa
Envio	Bolsa de gelo