

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Csrnp1 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q96S65

Número do item: CM0024804

introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado ao CSRNP1 humano (AXUD1, TAIP-3), validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reage de forma cruzada com camundongo e rato. Adequado para estudos de apoptose e regulação transcricional.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CSRNP1 pAb de Coelho
Observações/Apelido	AXUD1; URAX1; TAIP-3; CSRNP-1; FAM130B; CSRNP1
Espécie	Humano
GeneID	64651
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-200 do CSRNP1 humano (NP_149016.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reação Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q96S65
Peso Proteico	64kDa
Envio	Em bolsa de gelo