

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Cst6 (Cistatina-M) Para Wb, If/Icc, Elisa - Q15828

Número do item: CM0027740



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta afinidade direcionado à CST6 humana (Cistatina-M), validado para WB, IF/ICC e ELISA. Ideal para estudos de cornificação epidérmica e biologia do folículo piloso. Reage com o material humano.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CST6 Rabbit pAb
Observações/Apelidos	ECTD15; CST6
Espécie	Humana
GeneID (humano)	1474
GeneID	1474
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 29-149 da CST6 humana (NP_001314.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humana
SWISS	Q15828
Peso da Proteína	17kDa
Envio	Bolsa de gelo