

Anti-Ctsv (Catepsina L2) Anticorpo Policlonal De Coelho Para Wb E Elisa - O60911

Número do item: CM0026638



introdução

Anticorpo policlonal de coelho específico para CTSV humano (catepsina L2). Validado para Western blot e ELISA, com reatividade cruzada para camundongo e rato. Adequado para pesquisas de fisiologia corneana e proteases.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CTSV pAb de Coelho
Observações/Apelido	CTSU; CATL2; CTSL2; CTSV
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	1515
ID do Gene	1515
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 105-334 do CTSV humano (NP_001324.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	O60911
Peso da Proteína	37kDa
Envio	Saco de gelo