

## Anticorpo Monoclonal Anti-Cxcl10/Ip-10 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P02778

Número do item: CM0011148



### introdução

Anticorpo monoclonal de coelho específico para CXCL10/IP-10 humano, validado para WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA. Ideal para o estudo da sinalização de quimiocinas, inflamação e recrutamento de células imunes em pesquisa e desenvolvimento de ensaios diagnósticos.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro           | Valor                                                                                                                           |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do Produto     | mAb de Coelho Anti-CXCL10/IP-10                                                                                                 |
| Observações/Alias   | C7; IFI10; INP10; IP-10; crg-2; mob-1; SCYB10; gIP-10; CXCL10/IP-10                                                             |
| Espécie             | Humano                                                                                                                          |
| GeneID (Humano)     | 3627                                                                                                                            |
| GeneID              | 3627                                                                                                                            |
| Imunógeno           | Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 22-98 da CXCL10/IP-10 humana (NP_001556.2) |
| Fonte               | Coelho                                                                                                                          |
| Categoria           | Anticorpos Monoclonais                                                                                                          |
| Aplicação           | WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA                                                                                                        |
| Reatividade Cruzada | Humano                                                                                                                          |
| SWISS               | P02778                                                                                                                          |
| Peso da Proteína    | 11kDa                                                                                                                           |
| Envio               | Bolsa de gelo                                                                                                                   |