


Anticorpo Monoclonal Anti-Cxcl4/Pf4 Para Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P02776

Número do item: CM0005053



introdução

Anticorpo monoclonal recombinante de coelho direcionado a CXCL4/PF4 humana, validado para WB, IF-P, IHC-P, ELISA. Reage cruzadamente com camundongo e rato. Ideal para pesquisa de sinalização por quimiocinas e biologia de plaquetas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CXCL4/PF4 mAb de coelho
Observações/Apelidos	PF-4; CXCL4; SCYB4; CXCL4/PF4
Espécie	Humana
GeneID (Humano)	5196
GeneID	5196
Imunógeno	Peptídeo Sintético Peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-101 de CXCL4/CXCL4/PF4 humano (P02776).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P02776
Peso da Proteína	11kDa
Transporte	Saco de gelo