


Anticorpo Policlonal Anti-Cxxc1 Para Wb, Ihc-P, Ip, Elisa - Q9P0U4

Número do item: CM0013603



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado a CXXC1 (CFP1/proteína ligante de CpG) para WB, IHC-P, IP e ELISA. Validado em amostras humanas e de camundongo; essencial para pesquisa em regulação da transcrição e biologia da cromatina.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CXXC1 pAb de Coelho
Observações/Apêndice	CFP1; CGBP; SPP1; PCCX1; PHF18; hCGBP; ZCGPC1; Hst2645; 2410002I16Rik; 5830420C16Rik; CXXC1
Espécie	Humano
GeneID (humano)	30827
GeneID	30827
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-210 do CXXC1 humano (NP_001095124.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IP, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q9P0U4
Peso Proteico	76 kDa
Envio	Em saco de gelo