


Anticorpo Policlonais Anti-Cybrd1 Para Wb, Elisa - Q53Tn4

Número do item: CM0021951



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra CYBRD1, validado para WB e ELISA com amostras humanas. Ideal para pesquisa de absorção de ferro e ferriredutase. Inclui especificações principais e dicas técnicas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CYBRD1 Rabbit pAb
Observações/Alias	DCYTB; FRRS3; CYB561A2; CYBRD1
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	79901
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 215-286 da CYBRD1 humana (NP_079119.3)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q53TN4
Peso da Proteína	32kDa
Envio	Bolsa de gelo