

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Ciclina B2 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - O95067

Número do item: CM0011689

introdução

Anticorpo Monoclonal de Coelho Anti-Ciclina B2 (UniProt: O95067) validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA com reatividade cruzada para humano, rato, rato. Ideal para pesquisa de ciclo celular e mitose.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal de Coelho Anti-Ciclina B2
Observações/Apelido	HsT17299; Ciclina B2
Espécie	Humano
GeneID (humano)	9133
GeneID	9133
Imunógeno	Peptídeo Sintético Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-100 da Ciclina B2 humana (O95067).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato, Rato
SWISS	O95067
Peso Proteico	45kDa
Envio	Saco de Gelo