

Anticorpo Policlonado De Coelho Anti-Ciclina B2 Para Wb, Ihc-P, Elisa - O95067

Número do item: CM0029486

introdução

Anticorpo policlonado de coelho anti-Ciclina B2 validado para aplicações WB, IHC-P e ELISA. Detecta a Ciclina B2 humana, de camundongo e de rato, um regulador chave do ciclo celular. Ideal para pesquisa de mitose e divisão celular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Ciclina B2 Rabbit pAb
Observações/Apelidos	HsT17299; Cyclin B2
Espécie	Humana
GeneID (humano)	9133
GeneID	9133
Imunógeno	Proteína recombinante
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonados
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	O95067
Peso Proteico	45kDa
Envio	Bolsa de gelo