

Anticorpo Policlonal Anti-Ciclina C Para Wb E Elisa - P24863

Número do item: CM0015046



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra a Ciclina C humana, ideal para aplicações de Western blot e ELISA. Reage de forma cruzada com camundongo e rato para apoiar a pesquisa de regulação da transcrição.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	pAb de Coelho para Ciclina C
Observações/Apelido	CycC; SRB11; hSRB11; Ciclina C
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	892
GeneID	892
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-283 da Ciclina C humana (NP_005181.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P24863
Peso Proteico	33kDa
Envio	Saco de gelo