

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Ciclina C Para Wb, Ihc-P, Elisa - P24863

Número do item: CM0030763



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado à Ciclina C humana (CCNC, hSRB11), validado para WB, IHC-P e ELISA. Detecta níveis endógenos de Ciclina C em humanos, camundongos e ratos. Aplicações incluem pesquisa em transcrição e ciclo celular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	pAb de Coelho para Ciclina C
Observações/Apelido	CycC, SRB11, hSRB11, Ciclina C
Espécie	Humano
GeneID (humano)	892
GeneID	892
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-283 da Ciclina C humana (NP_005181.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P24863
Peso Proteico	33kDa
Envio	Saco de Gelo