

Anticorpo Policlonal Anti-Ciclofilina 40 Para Wb, Elisa - Q08752

Número do item: CM0021797

introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado à Ciclofilina 40 humana (PPID, CYP-40). Validado para WB e ELISA, com reatividade cruzada com rato. Adequado para pesquisas sobre dobramento de proteínas, complexos de co-chaperonas HSP90, apoptose e replicação viral.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	pAb de coelho contra a Ciclofilina 40
Observações/Apelido	CYPD; CYP-40; Ciclofilina 40
Espécie	Humana
ID do gene (humano)	5481
ID do gene	5481
Imunógeno	Proteína recombinante correspondente a uma sequência entre os aminoácidos 161-370 da Ciclofilina 40 humana (NP_005029.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade cruzada	Rato
SWISS	Q08752
Peso da proteína	41 kDa
Envio	Bolsa de gelo