


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Cyp1A1 Para Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P04798

Número do item: CM0023857



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra CYP1A1 humano, validado para WB, IF-P, IHC-P e ELISA. Útil para estudos de metabolismo de fármacos, regulação hormonal e sinalização lipídica. Reage cruzadamente com camundongo e rato.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CYP1A1 pAb de Coelho
Observações/Apelido	AHH; AHRR; CP11; CYP1; CYP1A1; P1-450; P450-C; P450DX
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	1543
GeneID	1543
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência entre os aminoácidos 261-360 do CYP1A1 humano (NP_000490.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P04798
Peso da Proteína	58kDa
Envio	Bolsa de gelo