


Anticorpo Policlonal Anti-Cyp3A5 Para Wb, Elisa - P20815

Número do item: CM0027043



introdução

Anticorpo policlonal de coelho que visa o CYP3A5 humano, validado para WB e ELISA. Reconhece CYP3A5 humano, de camundongo e de rato. Ideal para estudar metabolismo de fármacos e vias de hormônios esteroides. - P20815

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CYP3A5 pAb de Coelho
Observações/Apelido	CP35; PCN3; CYP3A5; P450PCN3; CYP3A5
Espécie	Humano
ID do Gene	1577 (Humano)
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 233-502 do CYP3A5 humano (NP_000768.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P20815
Peso da Proteína	57kDa
Envio	Saco com gelo