

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Cyp46A1 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q9Y6A2

Número do item: CM0027776



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra CYP46A1 humano, uma colesterol 24-hidroxilase. Validado para WB, IF/ICC e ELISA. Reage com amostras humanas, de camundongo e de rato. Ideal para pesquisa em neurociência sobre o metabolismo do colesterol no cérebro.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CYP46A1 Rabbit pAb
Observações/Apelido	CP46, CYP46, CYP46A1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	10858
GeneID	10858
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 24-280 da CYP46A1 humana (NP_006659.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9Y6A2
Peso da Proteína	57kDa
Envio	Bolsa de gelo