

Anticorpo Policlonico De Coelho Anti-Cyp4F12 Para Wb E Elisa - Q9Hcs2

Número do item: CM0025630

introdução

Anticorpo policlonico de coelho anti-CYP4F12 para WB e ELISA. Reage de forma cruzada com humano, camundongo e rato. Alvo na citocromo P450 4F12 envolvida no metabolismo de ácidos graxos e fármacos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CYP4F12 pAb de Coelho
Observações/Apelidos	CYP11B12; F22329_1; CYP4F12
Espécie	Humano
GeneID (humano)	66002
GeneID	66002
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 265-524 do CYP4F12 humano (NP_076433.3).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9HCS2
Peso Molecular da Proteína	60kDa
Envio	Saco de gelo