

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Cyp4V2 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q6Zwl3

Número do item: CM0024903

introdução

Anticorpo policlonal de coelho que visa o CYP4V2, uma enzima citocromo P450 envolvida no metabolismo de ácidos graxos oculares. Adequado para WB, IF/ICC e ELISA em amostras humanas, de camundongo e rato. Ideal para pesquisas sobre visão e distrofia corneana.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CYP4V2 pAb de Coelho
Observações/Apelido	BCD; CYP4AH1; CYP4V2
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	285440
GeneID	285440
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente aos aminoácidos 200-300 do CYP4V2 humano (NP_997235.3)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q6ZWL3
Peso da Proteína	61kDa
Envio	Saco com gelo