

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Cypor Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P16435

Número do item: CM0011957



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho anti-CYPOR para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reage com humano, camundongo e rato. Tem como alvo a NADPH--citocromo P450 redutase, essencial para a transferência de elétrons a partir de NADP.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	CYPOR Rabbit mAb
Observações/Apelidos	CPR; CYPOR; P450R
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	5447
GeneID	5447
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 100-200 da CYPOR humana (P16435).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade cruzada	Humano, camundongo, rato
SWISS	P16435
Peso da proteína	77 kDa
Envio	Embalagem de gelo