

Anticorpo Policlonel De Coelho Anti-Citoqueratina 18 (Krt18) Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P05783

Número do item: CM0017592

introdução

Anticorpo policlonel de coelho contra Citoqueratina 18 (KRT18) humana, validado para WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA. Reage com camundongo e rato. Ideal para pesquisa em biologia de células epiteliais e câncer.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Citoqueratina 18 (KRT18) pAb de Coelho
Observações/Apelidos	K18; CK-18; CYK18; Citoqueratina 18 (KRT18)
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	3875
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 127-430 da Citoqueratina 18 (KRT18) humana (NP_000215.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P05783
Peso da Proteína	48kDa
Envio	Bolsa de gelo