

Anticorpo Monoclonal Anti-Citoceratina 7 (Krt7) Para Wb, Ihc-P, If, Elisa - P08729

Número do item: CM0004568



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho anti-Citoceratina 7 (KRT7) validado para WB, IHC-P, IF e ELISA. Reage cruzadamente com humano, camundongo e rato. Ideal para biologia epitelial e pesquisa sobre câncer.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Citoceratina 7 (KRT7) mAb de Coelho
Observações/Apelido	K7; CK7; SCL; K2C7; Citoceratina 7 (KRT7)
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	3855
Imunógeno	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-100 da citoceratina 7 humana (KRT7) (P08729)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P08729
Peso Proteico	51kDa
Envio	Saco de gelo