

Anticorpo Policlonado De Coelho Anti-Citoqueratina 9 (Krt9) Para Wb, If-P, Elisa - P35527

Número do item: CM0016100

introdução

Anticorpo policlonado de coelho de alta qualidade contra Citoqueratina 9 (KRT9) humana, validado para Western blot, imunofluorescência e ELISA. Detecta KRT9 de humanos, camundongos e ratos. Ideal para pesquisa de diferenciação de queratinócitos palmoplantares.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Citoqueratina 9 (KRT9) Rabbit pAb
Observações/Apelido	K9; CK-9; EPPK; Citoqueratina 9 (KRT9)
Espécie	Humana
GeneID (Humano)	3857
GeneID	3857
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 150-450 da Citoqueratina 9 (KRT9) humana (NP_000217.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonados
Aplicação	WB, IF-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P35527
Peso da Proteína	62kDa
Transporte	Bolsa de gelo