


Anticorpo Policlonal Anti-Citoceratina Ae1 Para Wb, Ihc-P, Elisa - P13645 / P02533 / P19012 / P08779 / P08727

Número do item: CM0029508



introdução

Anticorpo policlonal de coelho anti-Citoceratina AE1 validado para WB, IHC-P e ELISA.

Reconhece queratinas humanas, de camundongo e de rato (KRT10/14/15/16/19) com pesos moleculares de 44-59 kDa. Ideal para pesquisa de diferenciação epitelial e carcinoma.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Citoceratina AE1 pAb de Coelho
Observações/Apelido	BIE; EHK; IHL; K10; KPP; BCIE; CK10
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	3858/3861/3866/3868/3880
GeneID	3858/3861/3866/3868/3880
Imunógeno	Peptídeo Sintético
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P13645/P02533/P19012/P08779/P08727
Peso da Proteína	59kDa/52kDa/49kDa/51kDa/44kDa
Envio	Saco com gelo