

Anticorpo Policlonal Anti-D2Hgdh Para Wb E Elisa - Q8N465

Número do item: CM0024032



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado à D2HGDH humana para aplicações em WB e ELISA. Reage de forma cruzada com camundongo e rato. Ideal para estudar o metabolismo do D-2-hidroxioglutarato, a função mitocondrial e mecanismos de doenças relacionados.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	D2HGDH Rabbit pAb
Observações/Apelido	D2HGD; D2HGDH
Espécie	Humano
ID do Gene	728294
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo os aminoácidos 322-521 da D2HGDH humana (NP_689996.4)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo, Rato
SWISS	Q8N465
Peso Proteico	56kDa
Envio	Em saco de gelo