

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Dazl Para Wb, Elisa - Q92904

Número do item: CM0012982

introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra DAZL humano, validado para WB e ELISA. Apresenta reação cruzada com amostras humanas e de camundongo. DAZL é uma proteína de ligação ao RNA essencial para a gametogênese, tornando este anticorpo ideal para pesquisas em biologia reprodutiva.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	DAZL Rabbit pAb
Observações/Alias	DAZH; DAZL1; DAZLA; SPGYLA; DAZL
Espécie	Humana
GeneID (Humano)	1618
GeneID	1618
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 186-295 de DAZL humano (NP_001342.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q92904
Peso da Proteína	33 kDa
Envio	Bolsa de gelo