

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Dbf4 Para Wb, Elisa - Q9Ubu7

Número do item: CM0002257



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho anti-DBF4 de alta qualidade para Western blot e ELISA. Direciona a DBF4 humana (Q9UBU7), uma subunidade regulatória chave da quinase CDC7 envolvida na replicação do DNA e progressão da fase S. Adequado para pesquisa oncológica.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal de Coelho DBF4
Observações/Apelido	ASK; CHIF; DBF4A; ZDBF1; DBF4
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	10926
ID do Gene	10926
Imunogênio	Peptídeo Sintético Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-100 da DBF4 humana (Q9UBU7).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q9UBU7
Peso Proteico	77kDa
Envio	Saco de Gelo