

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Dbi Para Wb E Elisa - P07108

Número do item: CM0005272



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho anti-DBI (ACBP) humano validado para Western blot e ELISA. Detecta uma banda de 10-12 kDa, adequado para estudar o metabolismo de acil-CoA e a modulação do receptor GABAA.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	DBI Rabbit mAb
Observações/Alias	EP; ACBP; ACBD1; CCK-RP; DBI
Espécie	Humano
GeneID	1622
Imunogénio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-104 do DBI humano. (NP_001171513.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P07108
Peso Proteico	10-12 kDa
Envio	Saco de gelo