

Anticorpo Policlonal Anti-Dcaf7 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P61962

Número do item: CM0028889

introdução

Anticorpo policlonal de coelho que visa o DCAF7 humano (fator associado ao DDB1 e CUL4 7). Validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA; reage cruzadamente com camundongo e rato. Ideal para biologia do desenvolvimento e pesquisa de ligase de ubiquitina.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	DCAF7 pAb de Coelho
Observações/Apelido	AN11, HAN11, WDR68, SWAN-1, DCAF7
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	10238
GeneID	10238
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo aminoácidos 1-342 do DCAF7 humano (NP_005819.3)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P61962
Peso da Proteína	39kDa
Envio	Saco com gelo