

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Dcaf7 Para Wb, Ihc-P, Elisa - P61962

Número do item: CM0011292

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho anti-DCAF7 de alta especificidade, validado para WB, IHC-P e ELISA. Reage com DCAF7 humano, de camundongo e de rato. Ideal para pesquisas sobre o desenvolvimento craniofacial e a via da ubiquitina.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	mAb de coelho anti-DCAF7
Observações/Apelidos	AN11; HAN11; WDR68; SWAN-1; DCAF7
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	10238
GeneID	10238
Imunógeno	Peptídeo sintético Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 200-300 do DCAF7 humano (P61962).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade cruzada	Humano, camundongo, rato
SWISS	P61962
Peso da proteína	39 kDa
Transporte	Bolsa de gelo