


Anticorpo Policlonal Anti-Dcamkl1/Dclk1 Para Wb, If-P, Elisa - O15075

Número do item: CM0029405



introdução

Anticorpo policlonal de coelho específico para DCAMKL1/DCLK1 (aminoácidos 590-740). Validado para WB, IF-P e ELISA em amostras humanas, de camundongo e rato. Uso exclusivo para pesquisa no estudo da migração neuronal e vias de sinalização de quinases.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	DCAMKL1/DCLK1 Rabbit pAb
Observações/Apelido	CL1; DCLK; CLICK1; DCDC3A; DCAMKL1; DCAMKL1/DCLK1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	9201
GeneID	9201
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 590-740 de DCAMKL1/DCLK1 (NP_001317000.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	O15075
Peso da Proteína	82kDa
Envio	Saco de gelo