

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Dcn (Decorin) Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P07585

Número do item: CM0018111

introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade contra DCN/Decorin humano (P07585), validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reage cruzadamente com camundongo e rato. Ideal para estudos de matriz extracelular e fibrilogênese.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	DCN Rabbit pAb
Observações/Apêndice	CSCD; PG40; PGII; PGS2; DSPG2; SLRR1B; DCN
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	1634
ID do Gene	1634
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 31-359 do DCN humano (NP_001911.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P07585
Peso Proteico	40kDa
Envio	Saco de gelo