

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Dcr1/Cd263 Para Wb, Ihc-P, Fc, Elisa - O14798

Número do item: CM0005773

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho de alta qualidade contra DcR1/CD263 humano (TNFRSF10C, TRAIL-R3) para aplicações em WB, IHC-P, FC e ELISA. Ideal para pesquisa em apoptose e sinalização TRAIL. Matéria-prima confiável para desenvolvimento de IVD.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal de Coelho DcR1/CD263
Observações/Apelido	TNFRSF10C; CD263; DCR1; DCR1-TNFR; LIT; TRAIL-R3; TRAILR3; TRID; Membro 10c da superfamília de receptores de TNF; DcR1/CD263
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	8794
GeneID	8794
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 26-235 do DcR1/CD263 humano (NP_003832.3).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, FC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	O14798
Peso Proteico	27kDa
Envio	Em saco de gelo