


## Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Dctn5 Para Wb, Elisa - Q9Bte1

Número do item: CM0020909



### introdução

Anticorpo policlonal de coelho anti-DCTN5 de alta qualidade validado para Western blot e ELISA. Reage com DCTN5 humano, de rato e de camundongo. Ideal para estudar a função do complexo dinactina e o transporte intracelular mediado por dineína.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro            | Valor                                                                                                                               |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do Produto      | DCTN5 pAb de Coelho                                                                                                                 |
| Observações/Apêndice | DCTN5                                                                                                                               |
| Espécie              | Humano                                                                                                                              |
| GeneID (Humano)      | 84516                                                                                                                               |
| GeneID               | 84516                                                                                                                               |
| Imunógeno            | Peptídeo Sintético: Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-100 do DCTN5 humano (NP_115875.1) |
| Fonte                | Coelho                                                                                                                              |
| Categoria            | Anticorpos Policlonais                                                                                                              |
| Aplicação            | WB, ELISA                                                                                                                           |
| Reatividade Cruzada  | Humano, Camundongo, Rato                                                                                                            |
| SWISS                | Q9BTE1                                                                                                                              |
| Peso Proteico        | 20kDa                                                                                                                               |
| Envio                | Saco de Gelo                                                                                                                        |