


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Ddah1 Para Wb E Elisa - O94760

Número do item: CM0004242



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho de alta qualidade direcionado a DDAH1 humana, validado em Western blotting e ELISA. Detecta DDAH1 em amostras humanas e de rato. Essencial para estudos de regulação do óxido nítrico e metabolismo da dimetilarginina.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	DDAH1 Rabbit mAb
Observações/Alias	DDAH; DDAHI; DDAH-1; HEL-S-16; DDAH1
Espécie	Humana
ID do Gene (Humano)	23576
ID do Gene	23576
Imunógeno	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência entre os aminoácidos 186-285 da DDAH1 humana (O94760).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato
SWISS	O94760
Peso Proteico	31kDa
Envio	Bolsa de gelo