

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Ddb1 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q16531

Número do item: CM0004180



introdução

Anticorpo Monoclonal de Coelho DDB1 validado para WB, IHC-P, ELISA. Reage com humano, camundongo, rato. Útil para estudar reparo de DNA (via NER) e sistema ubiquitina-proteassoma. Imunogeno peptídico específico. 127kDa. SWISS Q16531.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	DDB1 Rabbit mAb
Observações/Apelido	XPE; DDBA; XAP1; XPCE; XPE-BF; UV-DDB1; WHIKERS; DDB1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	1642
GeneID	1642
Imunogênio	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1041-1140 do DDB1 humano (NP_001914.3).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q16531
Peso da Proteína	127kDa
Envio	Saco com gelo