

Anticorpo Policlonal Anti-Ddb2 Para If/Icc, Elisa - Q92466

Número do item: CM0019031



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra DDB2, validado para IF/ICC e ELISA em amostras humanas. Tem como alvo a proteína 2 de ligação ao dano no DNA (UV-DDB2), um fator-chave no reparo por excisão de nucleotídeos. Ideal para pesquisas sobre danos e reparo do DNA.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	DDB2 Rabbit pAb
Observações/Apelido	XPE; DDBB; UV-DDB2; DDB2
Espécie	Humano
GeneID	1643
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante correspondente aos aminoácidos 1-315 da DDB2 humana (NP_000098.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q92466
Peso da Proteína	48kDa
Envio	Bolsa de gelo