

Anticorpo Policloonal De Coelho Anti-Ddit3/Chop Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P35638

Número do item: CM0014939

introdução

Anticorpo Policloonal (pAb) de Coelho anti-DDIT3/CHOP visa o fator de transcrição de 19kDa do stress reticular endoplasmático. Validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA; reage cruzadamente com humano, camundongo e rato. Ideal para pesquisa em apoptose e resposta a proteínas não dobradas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	DDIT3/CHOP Rabbit pAb
Observações/Alias	CHOP; CEBPZ; CHOP10; CHOP-10; GADD153; AltDDIT3; C/EBPzeta; DDIT3/CHOP
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	1649
GeneID	1649
Imunógeno	Proteína recombinante; proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-169 do DDIT3/CHOP humano (NP_004074.2).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P35638
Peso Proteico	19kDa
Envio	Bolsa de gelo