


Anticorpo Policlonais Anti-Ddx5 Para Wb, Elisa - P17844

Número do item: CM0029430



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade contra DDX5 humano (p68 RNA helicase), validado para WB e ELISA, com reatividade cruzada para camundongo. Ideal para estudos de regulação transcricional, splicing e ritmos circadianos. SWISS: P17844.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do Produto	DDX5 Rabbit pAb
Observações/Apelidos	p68; HLR1; G17P1; HUMP68; DDX5
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	1655
ID do Gene	1655
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência entre os aminoácidos 1-614 do DDX5 humano (NP_004387.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	P17844
Peso da Proteína	69kDa
Envio	Bolsa de gelo