

Anticorpo Policlonal Anti-Delta-Sarcoglycan (Sgcd) Para Wb, If/Icc, Elisa - Q92629

Número do item: CM0015916

introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra Delta-sarcoglycan (SGCD) humano, validado para WB, IF/ICC, ELISA e reativo cruzado com camundongo e rato. Adequado para estudos do complexo sarcoglicano e complexo distrofina-glicoproteína.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Delta-sarcoglycan (SGCD) pAb de Coelho
Observações/Apelido	SGD; DAGD; 35DAG; CMD1L; SGCDP; LGMDR6; SG-delta; Delta-sarcoglycan (SGCD)
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	6444
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 61-290 do Delta-sarcoglycan humano (NP_000328.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q92629
Peso Proteico	32kDa
Envio	Saco de gelo