

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Delta-Sarcoglicano (Sgcd) Para Wb, Elisa - Q92629

Número do item: CM0010258

introdução

Anticorpo monoclonal recombinante de coelho contra Delta-sarcoglicano (SGCD) validado para WB e ELISA. Detecta SGCD humano e de camundongo (~32 kDa). Ideal para estudos de distrofia muscular e integridade do sarcolema.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Delta-sarcoglicano (SGCD) mAb de coelho
Observações/Alias	SGD; DAGD; 35DAG; CMD1L; SGCDP; LGMDR6; SG-delta; Delta-sarcoglicano (SGCD)
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	6444
ID do Gene	6444
Imunógeno	Pepetídeo Sintético: Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência entre os aminoácidos 190-289 do Delta-sarcoglicano humano (SGCD) (Q92629).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q92629
Peso Proteico	32kDa
Envio	Saco de gelo