

Anticorpo Policlonal Anti-Dhrs9 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q9Bpw9

Número do item: CM0030577

introdução

Anticorpo Policlonal de Coelho DHRS9 validado para WB, IF/ICC, ELISA. Reage com Humano, Camundongo, Rato. Detecta uma proteína de 35kDa. Ideal para pesquisas sobre metabolismo de retinol e esteroides.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	DHRS9 pAb de Coelho
Observações/Apelido	RDHL; RDH15; RDHTBE; SDR9C4; RDH-TBE; RETSDR8; hRoDH-E2; 3ALPHA-HSD; 3-alpha-HSD; DHRS9
Espécie	Humano
GeneID (humano)	10170
GeneID	10170
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 18-319 do DHRS9 humano (NP_001135743.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9BPW9
Peso da Proteína	35kDa
Envio	Saco com gelo